

КРЕСЛО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ RADIUS

SURGICAL WORKPLACES



Эстетичность и комфорт: большинство пациентов испытывает дискомфорт при проведении гинекологических и урологических обследований в креслах традиционного дизайна. Кресло RADIUS отличается принципиально новой конструкцией опор для ног, что делает его намного комфортнее и функциональнее. Кресла RADIUS остаются непревзойденными лидерами по возможным регулировкам положений, соблюдению гигиенических стандартов и удобству работы.

Всегда верное решение: наличие пяти различных модификаций кресел, двенадцати возможных вариантов окраски и дополнительного оборудования позволит подобрать оптимальный вариант для смотрового или процедурного кабинета и подчеркнуть его индивидуальность. Успех продаж кресел RADIUS во всем мире подтверждает правильность концепции: комфорт для пациентов, удобство для персонала.

MAQUET – The Gold Standard.

ООО «MAKE»
Россия, 109004, Москва,
ул. Станиславского,
д. 21, стр. 7
Тел.: (495) 514-0055
Факс: (495) 514-0056
Сервисный центр
Тел.: (495) 543-9543
info@maquet.ru
www.maquet.ru

MEMBER OF THE GETINGE GROUP

ФИЛОСОФИЯ КОМФОРТА

MAQUET – THE GOLD STANDARD

Удобство в деталях: все кресла семейства RADIUS имеют сменную мягкую обивку различных цветов и встроенный держатель для рулонной бумаги. Дополнительные аксессуары, такие как подлокотники, подушки для лежачей позиции, подголовник и т.д. делают кресло еще удобнее. Чехлы PVC позволяют защитить обивку кресла и облегчить его очистку.

- Комфортная модель кресла 1557.02 допускает обследование пациентов с большим весом, снабжена функцией памяти и «нулевой» позицией, может раскладываться до лежачей горизонтальной позиции. Кресло может комплектоваться более комфортными опорами для ног с регулировкой по высоте и газовыми амортизаторами.
- Специальный урологический вариант кресла 1557.03 оснащен встроенной емкостью, системой для ополаскивания и отдельной ножной педалью управления. Возможно подключение к системе центральной канализации и водоснабжения как непосредственно под основанием кресла, так и рядом с креслом по выбору заказчика. Большой диапазон регулировок позволяет установить сиденье на высоту до 1190 мм, что делает удобной работу врача.
- Встроенная колесная база кресла модели 1557.05 позволяет использовать его в разных смотровых комнатах. Значительно упрощается очистка пола под креслом.



Технические характеристики:

МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ	1557.00	1557.01	1557.02	1557.03	1557.05
Электрический привод для общего регулирования спинки кресла и сиденья	■	■	■	■	■
Электрический привод для регулирования кресла по высоте		■	■	■	■
Электрический привод для отдельного регулирования сиденья			■	■	■
Возможность раскладывания кресла до лежачей позиции			■	■	■
Функция памяти, возврат кресла в исходное положение		■	■	■	■
Встроенное устройство для ополаскивания с отдельной ножной педалью управления				■	
Встроенная колесная база для легкого перемещения кресла					■
Максимальный вес пациента	150 кг	150 кг	180 кг	180 кг	180 кг