



Дрели и пилы поставляются в металлическом кейсе в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством и вспомогательным инструментом.

### Дрели и пилы 1000 серии

Изображение	Модель	Наименование, характеристики	Цена USD (01.03.09)
	<b>VJ1002</b>	Автоклавируемая дрель с универсальным патроном, <b>70 Вт, 6.6 Нм, до 950 об/мин</b>	<b>4300</b>
	<b>VJ1002-II</b>	Автоклавируемая дрель с быстросъемным универсальным патроном, <b>70 Вт, 6.6 Нм, до 950 об/мин</b>	<b>4300</b>

Прайс-лист на хирургические дрели и пилы компании Војп

	<p><b>VJ1001</b></p>	<p>Автоклавируемая пила осцилляторная (маятниковая), <b>90 Вт, до 20 000 об/мин</b></p>	<p><b>5400</b></p>
	<p><b>VJ1003</b></p>	<p>Автоклавируемая дрель для сверления, фрезерования и проведения спиц со сквозным отверстием с регулировкой длины вылета спицы и быстрой фиксации, <b>74 Вт, 11 Нм, до 630 об/мин</b></p>	<p><b>5400</b></p>
	<p><b>VJ1003-II</b></p>	<p>Автоклавируемая дрель с быстросъемным универсальным патроном для сверления, фрезерования и проведения спиц со сквозным отверстием с регулировкой длины вылета спицы и быстрой фиксацией, <b>74 Вт, 11 Нм, до 630 об/мин</b></p>	<p><b>5400</b></p>
	<p><b>VJ1004</b></p>	<p>Автоклавируемая дрель для сверления черепа, с автоматическим отключением после просверливания отверстия, что обеспечивает безопасное выполнение операций, <b>70 Вт, 4.3 Нм, до 1100 об/мин</b></p>	<p><b>5400</b></p>
	<p><b>VJ1005</b></p>	<p>Автоклавируемая дрель для трепанации черепа, с автоматическим отключением, что обеспечивает безопасное выполнение операций, <b>до 40 000 об/мин</b></p>	<p><b>5400</b></p>

**Прайс-лист на хирургические дрели и пилы компании Војин**

	<p align="center"><b>VJ1006</b></p>	<p>Автоклавируемая пила с возвратно-поступательными движениями с регулированием положения рабочего инструмента в плоскостях, с легкоъемной защитной приставкой для стернотомии,</p> <p><b>90 Вт, до 20 000 об/мин</b></p>	<p align="center"><b>5400</b></p>
	<p align="center"><b>VJ1007</b></p>	<p>Автоклавируемая низкооборотная дрель, с большим крутящим моментом для сверления, фрезерования в комплекте с быстросъемным универсальным патроном и быстрой фиксацией,</p> <p><b>90 Вт, 13 Нм, до 310 об/мин</b></p>	<p align="center"><b>5400</b></p>
	<p align="center"><b>VJ1008</b></p>	<p>Автоклавируемая пила маятниковая для торакальных операций,</p> <p><b>90 Вт, до 20 000 об/мин</b></p>	<p align="center"><b>5400</b></p>
	<p align="center"><b>VJ1009-II</b></p>	<p>Автоклавируемая пила с возвратно-поступательными движениями с регулированием положения рабочего инструмента в плоскостях,</p> <p><b>90 Вт, до 20 000 об/мин</b></p>	<p align="center"><b>6400</b></p>

**Все дрели обладают реверсом и плавным изменением числа оборотов. По согласованию с заказчиком дрели комплектуются необходимыми сверлами, пилами и (или) развертками.**

**Превосходное качество, возможность применения для всех областей хирургии, классическая мощность в сочетании с исключительными эксплуатационными характеристиками.**

**Автоклавируемый многофункциональный набор инструментов для механизированной обработки костных тканей 2000 серии**

Модель	Изображение	Наименование, описание	Цена USD (01.03.09)
ВJJZ2000		<p>Автоклавируемый многофункциональный набор инструментов для механизированной обработки костных тканей с <b>тремя</b> насадками</p> <p>Набор поставляется в металлическом кейсе в комплекте с двумя аккумуляторами, зарядным устройством и вспомогательным инструментом.</p> <p>По согласованию с заказчиком набор комплектуется необходимыми сверлами, пилами и развертками.</p>	9800
ВJJZ2000		<p>Автоклавируемый многофункциональный набор инструментов для механизированной обработки костных тканей с <b>семью</b> насадками</p> <p>Набор поставляется в металлическом кейсе в комплекте с двумя аккумуляторами, зарядным устройством и вспомогательным инструментом.</p> <p>По согласованию с заказчиком набор комплектуется необходимыми сверлами, пилами и развертками.</p>	16300
ВJ2000		<p>Электропривод 2000 серии автоклавируемый средней мощности – базовый элемент всей серии.</p> <p>Содержит универсальный адаптер, позволяющий использовать широкую гамму насадок и инструментов.</p>	2600

<p><b>VJ2001</b></p>		<p>Насадка для пиления осцилляторная автоклавируемая, <b>90 Вт, до 20 000 об/мин</b></p>	<p><b>2 600</b></p>
<p><b>VJ2002</b></p>		<p>Автоклавируемый быстросъемный универсальный трехкулачковый патрон, максимальный диаметр хвостовика инструмента 8 мм, <b>70 Вт, 6.6 Нм, до 950 об/мин</b></p>	<p><b>2 600</b></p>
<p><b>VJ2003</b></p>		<p>Автоклавируемая быстросъемная насадка для сверления, фрезерования и проведения спиц со сквозным отверстием с регулировкой длины вылета спицы и быстрой фиксацией, <b>74 Вт, 11 Нм, до 630 об/мин</b></p>	<p><b>2 600</b></p>
<p><b>VJ2007</b></p>		<p>Автоклавируемая быстросъемная низкооборотная насадка, с большим крутящим моментом для сверления, фрезерования в комплекте с универсальным патроном и быстрой фиксацией, <b>90 Вт, 13 Нм, до 310 об/мин</b></p>	<p><b>2 600</b></p>
<p><b>VJ2004</b></p>		<p>Автоклавируемая быстросъемная насадка для сверления черепа, с автоматическим отключением после просверливания отверстия, что обеспечивает безопасное выполнение операций, <b>70 Вт, 4.3 Нм, до 1100 об/мин</b></p>	<p><b>2 600</b></p>
<p><b>VJ2005</b></p>		<p>Автоклавируемое быстросъемное трепанационное сверло-насадка, с автоматическим отключением, что обеспечивает безопасное выполнение операций, <b>до 40 000 об/мин</b></p>	<p><b>2 600</b></p>
<p><b>VJ2006</b></p>		<p>Автоклавируемая быстросъемная насадка для пиления возвратно-поступательными движениями с регулированием положения рабочего инструмента в плоскостях, с легкоъемной защитной приставкой для стернотомии, <b>90 Вт, до 20 000 об/мин</b></p>	<p><b>2 600</b></p>

**Все дрели обладают реверсом и плавным изменением числа оборотов.**

**Современные технологические решения, эргономичный дизайн, широкий набор сменных инструментов способствуют применению в различных видах хирургических операций.**

Микродрели и пилы карандашного типа 3000 серии			
Изображение	Модель	Наименование	Цена USD 01.03.09
	<b>VJJZ</b>	Автоклавируемый набор микрохирургических инструментов для обработки костных тканей 3000 серии, <b>30 Вт, до 40 000 об/мин</b>	<b>8000</b>
	<b>VJ3001</b>	Автоклавируемый прямой микронаконечник для боров, сверл, <b>30 Вт, до 40 000 об/мин</b>	<b>1800</b>
	<b>VJ3002</b>	Автоклавируемый угловой микронаконечник для боров, сверл, <b>30 Вт, до 40 000 об/мин</b>	<b>2100</b>
	<b>VJ3003</b>	Автоклавируемое трепанационное микросверло-насадка, 30 Вт, до 40 000 об/мин	<b>2100</b>
	<b>VJ3004</b>	Автоклавируемая быстросъемная микронасадка для пиления возвратно-поступательными движениями с регулированием положения рабочего инструмента в плоскостях	<b>2100</b>
	<b>VJ3005</b>	Микронасадка для пиления осцилляторная автоклавируемая	<b>2100</b>
	<b>VJ3000</b>	Автоклавируемый микроэлектропривод 3000 серии, <b>30 Вт</b>	<b>3000</b>
		Зарядное устройство	<b>1300</b>
		Педадь-выключатель	<b>500</b>
		Термостойкий кабель	<b>300</b>

Набор микрохирургических инструментов используется для краниотомии, спинной нейрохирургии, стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, пластической хирургии.

**Дрели и пилы 5000 серии**

Изображение	Модель	Наименование, характеристики	Цена USD 01.01.09
	<p><b>VJ5001</b></p>	<p>Автоклавируемая пила осцилляторная (маятниковая), <b>90 Вт, до 20 000 об/мин, для полотен толщиной 0,8-1,45 мм</b></p>	<p><b>6400</b></p>
	<p><b>VJ5007</b></p>	<p>Автоклавируемая низкооборотная дрель, с большим крутящим моментом для сверления, фрезерования в комплекте с быстросъемным универсальным патроном и быстрой фиксацией, <b>100 Вт, 14.5 Нм, до 320 об/мин</b></p>	<p><b>6400</b></p>

Дрели и пилы поставляются в металлическом кейсе в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством и вспомогательным инструментом.

По согласованию с заказчиком они комплектуются необходимыми сверлами, пилами и (или) развертками.

Все дрели обладают реверсом и плавным изменением числа оборотов.



**Превосходное качество, повышенная мощность, низкий уровень шума, применение для всех областей хирургии, исключительные эксплуатационные характеристики.**

Дрели и пилы 6000 серии			
Изображение	Модель	Наименование, параметры	Цена USD 01.03.09
	<b>VJ6001</b>	Автоклавируемая пила осцилляторная (маятниковая), <b>90 Вт, до 20 000 об/мин,</b> батарея увеличенной емкости, черный корпус	<b>7100</b>
	<b>VJ6003</b>	Автоклавируемая дрель для сверления, фрезерования и проведения спиц со сквозным отверстием с регулировкой длины вылета спицы и быстрой фиксацией, <b>105 Вт, 15.5 Нм, до 630 об/мин,</b> батарея увеличенной емкости, черный корпус	<b>7100</b>
	<b>VJ6007</b>	Автоклавируемая дрель, с самым большим крутящим моментом для сверления, фрезерования в комплекте с быстросъемным универсальным патроном и быстрой фиксацией, <b>125 Вт, 17.5 Нм,</b> батарея увеличенной емкости, длительное время работы, черный корпус	<b>7100</b>
	<b>VJ6001</b>	Автоклавируемая пила осцилляторная (маятниковая), <b>90 Вт, до 20 000 об/мин,</b> батарея увеличенной емкости, белый корпус	<b>8900</b>
	<b>VJ6003</b>	Автоклавируемая дрель для сверления, фрезерования и проведения спиц со сквозным отверстием с регулировкой длины вылета спицы и быстрой фиксацией, <b>105 Вт, 15.5 Нм, до 630 об/мин,</b> батарея увеличенной емкости, белый корпус	<b>8900</b>
	<b>VJ6007</b>	Автоклавируемая дрель, с самым большим крутящим моментом для сверления, фрезерования в комплекте с быстросъемным универсальным патроном и быстрой фиксацией, <b>125 Вт, 17.5 Нм,</b> батарея увеличенной емкости, длительное время работы, белый корпус	<b>8900</b>

Дрели и пилы поставляются в металлическом кейсе в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством, вспомогательным инструментом. После согласования с заказчиком они комплектуются необходимыми сверлами, пилами и (или) развертками. Все дрели с реверсом и плавным увеличением числа оборотов

**Самые мощные дрели и пилы! Идеально подходят для всех видов эндопротезирования**

**Автоклавируемый многофункциональный набор инструментов для обработки костных тканей 7000 серии**








Изображение	Модель	Наименование	Цена USD 01.03.09
	<b>VJJZ7000</b>	Автоклавируемый многофункциональный набор инструментов для механизированной обработки костных тканей с <b>тремя</b> насадками и мощным электроприводом, батарея увеличенной емкости, длительное время работы	16100
	<b>VJJZ7000</b>	Автоклавируемый многофункциональный набор инструментов для механизированной обработки костных тканей с <b>пятью</b> насадками и мощным электроприводом, батарея увеличенной емкости, длительное время работы	19600
	<b>VJ7000</b>	Электропривод 7000 серии автоклавируемый большой мощности, батарея увеличенной емкости, длительное время работы	8600
	<b>VJ7001</b>	Насадка для пиления осцилляционная автоклавируемая, 90 Вт, до 20 000 об/мин, длительное время работы	3600
	<b>VJ7003</b>	Автоклавируемая быстросъемная насадка для сверления, фрезерования и проведения спиц со сквозным отверстием с регулировкой длины вылета спицы и быстрой фиксацией, с быстросъемным патроном, 105 Вт, 15.5 Нм, до 630 об/мин,	3600
	<b>VJ7007</b>	Автоклавируемая быстросъемная насадка с самым большим крутящим моментом для сверления, фрезерования в комплекте с быстросъемным универсальным патроном и быстрой фиксацией, 125 Вт, 17.5 Нм	3600










Наборы поставляются в металлическом кейсе в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством, вспомогательным инструментом. По согласованию с заказчиком они комплектуются необходимыми сверлами, пилами и (или) развертками. Все дрели обладают реверсом и плавным изменением числа оборотов

**Самые мощные дрели и пилы! Идеально подходят для всех видов эндопротезирования.**

**Многофункциональный набор инструментов для обработки костных тканей 8000 серии**  
(для небольших костей)

Изображение	Модель	Наименование, параметры	Цена USD 01.03.09
	<b>BJ SWJZ</b>	Автоклавируемый многофункциональный набор инструментов с тремя насадками	12900
	<b>BJ SWJZ</b>	Автоклавируемый многофункциональный набор инструментов с пятью насадками	16100
	<b>BJ 8200</b>	Электропривод 8000 серии автоклавируемый	7900
	<b>BJ 8201</b>	Автоклавируемая насадка осцилляторная (маятниковая), <b>40 Вт, до 20 000 об/мин,</b>	2700
	<b>BJ 8202</b>	Автоклавируемая насадка с универсальным патроном, <b>30 Вт, 1.5 Нм, до 1110 об/мин,</b>	2700
	<b>BJ 8203</b>	Автоклавируемая насадка для сверления, фрезерования и проведения спиц со сквозным отверстием с регулировкой длины вылета спицы и быстрой фиксацией, <b>40 Вт, 2.3 Нм, до 780 об/мин,</b>	2700
	<b>BJ 8209</b>	Автоклавируемая насадка для пиления возвратно-поступательными движениями с регулированием положения рабочего инструмента в плоскостях, <b>40 Вт, до 20 000 об/мин,</b>	2700
		Автоклавируемая насадка для быстрой установки/снятия инструментов	2700

Наборы поставляются в металлическом кейсе в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством, вспомогательным инструментом. После согласования с заказчиком они комплектуются необходимыми сверлами, пилами и (или) развертками. Все дрели обладают реверсом и плавным изменением числа оборотов, уменьшенным размером аккумулятора.

Принадлежности			
Изображение	Модель	Наименование	Цена USD 01.03.09
		Сверло	15
		Сверло с хвостовиком для быстросъемного инструмента	48
		Сверло с хвостовиком для быстросъемного инструмента по типу АО	48
		Сверло для костей черепа	600
		Развертка	135
		Развертка с хвостовиком для быстросъемного инструмента	135
		Адаптер	240

Прайс-лист на медицинские дрели и пилы компании Војин

Изображение	Модель	Наименование	Цена USD 01.03.09
		Батарея 1 (1000,2000)	<b>375</b>
		Батарея 2 (6000, 7000)	<b>540</b>
		Батарея 3 (8000)	<b>375</b>
		Зарядное устройство	<b>375</b>
		Полотно для осциляторной пилы, тип 1	<b>45</b>
		Полотно для осциляторной пилы, тип 2	<b>60</b>
		Пила для разрезания гипсовых повязок	<b>675</b>