

# Прайс-лист

## Электроотсасыватели медицинские FAZZINI (Италия)

### Fazzini F-18

440 euro

Портативный отсос F-18, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л. Предназначен для использования в малой амбулаторной хирургии и для домашнего пользования.

### Fazzini F-36

540 euro

Мощный отсос F-36, в комплекте со стерилизуемой емкостью 2 л. Предназначен для использования в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, педиатрии.

Отсосы имеют встроенный клапан для защиты от перенаполнения, ручную регулировку вакуума и антибактериальный фильтр.

Отсосы могут быть оснащены съемными, легко автоклавируемыми емкостями для секрета из полисульфона, объемом 1 или 2 литра.



	F-18	F-36
Мощность	26 л/мин	38 л/мин
Максимальный вакуум	0,75 бар	0,80 бар
Потребляемая мощность	127 Вт	120 Вт
Напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50-60 Гц
Размер	300x190x160	300x190x160
Вес	2,5 кг	2,6 кг

### Fazzini F-30

690 euro

Отсос F-30, в комплекте со стерилизуемой емкостью 2 л. Предназначен для использования в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, педиатрии. Отсос может быть укомплектован ножной педалью и мобильным стендом.

### Fazzini F-31

790 euro

Отсос F-31, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л. Прибор с комбинированным питанием – от сети или от аккумуляторной батареи (имеется индикатор контроля разряда батареи). Это позволяет использовать отсос как в автомобилях Скорой Помощи так и в стационарных условиях в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, педиатрии.

Отсосы имеют встроенный клапан для защиты от перенаполнения, встроенный разъем для подключения ножной педали, ручную регулировку вакуума и антибактериальный фильтр.

Отсосы могут быть оснащены съемными, легко автоклавируемыми емкостями для секрета из полисульфона, объемом 1 или 2 литра, ножной педалью.



	F-30	F-31
Мощность	46 л/мин	40 л/мин
Максимальный вакуум	0,80 бар	0,75 бар
Время работы от батареи	-	60 мин
Потребляемая мощность	47 Вт	180 Вт
Напряжение	220 В, 50 Гц	12 В/230 В
Размер	450x150x280	450x150x280
Вес	4,0 кг	5,5 кг

### Fazzini F-20

390 euro

Отсос F-20, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л. Предназначен для использования в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, педиатрии.

### Fazzini F-40

487 euro

Мощный отсос F-40, в комплекте со стерилизуемой емкостью 2 л. Предназначен для использования в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, педиатрии.

Отсосы имеют встроенный клапан для защиты от перенаполнения, ручную регулировку вакуума и антибактериальный фильтр.

Отсосы могут быть оснащены съемными, легко автоклавируемыми емкостями для секрета из полисульфона, объемом 1 или 2 литра.



	F-20	F-40
Мощность	23 л/мин	32 л/мин
Максимальный вакуум	0,75 бар	0,80 бар
Потребляемая мощность	127 Вт	120 Вт
Напряжение	230 В, 50-60 Гц	220 В, 50 Гц
Размер	370x220x250	370x220x250
Вес	2,6 кг	2,7 кг



**Fazzini F-60**  
**Fazzini F-90**  
**Fazzini F-100**

**1500 euro**  
**1800 euro**  
**1990 euro**

Высокомощные отсосы, предназначенные для использования в хирургии, акушерстве, гинекологии, косметологии.

Удобны в эксплуатации - легко перемещаются с помощью встроенных антистатических колес, два из них имеют стопор.

Поставляются в комплектации с 2-мя автоклавируемыми полисульфоновыми емкостями по 4 л и педалью-выключателем.

Отсосы имеют встроенный клапан для защиты от перенаполнения, встроенный разъем для подключения ножной педали, ручную регулировку вакуума и антибактериальный фильтр.

	<b>F-60</b>	<b>F-90</b>	<b>F-100</b>
Мощность	70 л/мин	90 л/мин	90 л/мин
Максимальный вакуум	0,80 бар	0,80 бар	0,90 бар
Потребляемая мощность	160 Вт	240 Вт	270 Вт
Напряжение	230 В, 50-60 Гц	230 В, 50-60 Гц	230 В, 50-60 Гц
Размер	420x460x480		
Вес	15 кг	17 кг	18 кг

**Дополнительные принадлежности**



Емкость из полисульфона 1 л  
 Емкость из полисульфона 2 л  
 Емкость из полисульфона 4 л  
 Стойка на колесах (для моделей F-30, F-31)  
 Педаль (для моделей F-30, F-31, F-60, F-90, F-100)  
 Антибактериальный фильтр

**19 euro**  
**29 euro**  
**59 euro**  
**99 euro**  
**61 euro**  
**5 euro**

**Наконечники для отсасывателей FAZZINI (Италия)**



Наконечники аспирационные хирургические изогнутые № 2, 3, 4, 5  
 Наконечники аспирационные для производства мини-абортов и абортов: № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12  
 Ручка-держатель наконечника  
 Наконечники аспирационные хирургические прямые № 2, 3, 4, 5  
 Наконечники аспирационные для липосакции, с 3-мя окнами, расположенными в разных плоскостях; № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
 Наконечники аспирационные для липосакции, с 3-мя окнами, расположенными в ряд; № 5, 6, 7, 8, 9, 10

**43 euro**  
**53 euro**  
**56 euro**  
**34 euro**  
**49 euro**  
**49 euro**

**ЗАО «ДИАМЕД» 125438 Москва, Михалковская ул., д. 63Б, стр. 4**  
**сервисный центр, Москва, Тимирязевская ул., д. 1**

тел.: +7 (495) 637-90-09 (многоканальный)  
 e-mail: [info@diamedcom.ru](mailto:info@diamedcom.ru), [fazzini@diamedcom.ru](mailto:fazzini@diamedcom.ru)

[www.fazzini.ru](http://www.fazzini.ru) | [www.oper-zal.ru](http://www.oper-zal.ru) | [www.diamedcom.ru](http://www.diamedcom.ru) | [www.diamed-catalog.ru](http://www.diamed-catalog.ru)