



ЗАО «ДИАМЕД»

127422, г.Москва, ул. Тимирязевская, д.1, Тел./факс +7 (495) 637-90-09

www.diamedcom.ru info@diamedcom.ru

Прайс-лист электроотсосов медицинских FAZZINI (Италия)



Fazzini F-170

347 euro

Медицинский отсос F-170, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л. Предназначен для использования при купировании неотложных состояний в условиях Скорой Помощи у амбулаторных больных модификация с ручной или ножной педалью

Fazzini F-170/B

722 euro

Медицинский отсос F-170/B, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л. Предназначен для использования при купировании неотложных состояний в условиях Скорой Помощи у амбулаторных больных. модификация со встроенным электромотором, работающим от аккумуляторных батарей и зарядным устройством от бортовой системы автомобиля

	F-170	F-170/B
Мощность	10 л/мин	17 л/мин
Максимальный вакуум	0,25 бар	0,6 бар
Время работы от батареи	-	30 мин
Потребляемая мощность	-	60 Вт
Напряжение	-	12 В
Размер	260x180x240	260x180x240
Вес	1,6 кг	2 кг



Fazzini F-18

505 euro

Портативный отсос F-18, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л. Предназначен для использования в малой амбулаторной хирургии и для домашнего пользования.

Fazzini F-36

604 euro

Мощный отсос F-36, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л. Предназначен для использования в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, педиатрии.

Отсосы имеют встроенный клапан для защиты от перенаполнения, ручную регулировку вакуума и антибактериальный фильтр.

Отсосы могут быть оснащены съемными, легко автоклавируемыми емкостями для секрета из полисульфона, объемом 1 или 2 литра.

	F-18	F-36
Мощность	18 л/мин	36 л/мин
Максимальный вакуум	0,75 бар	0,75 бар
Потребляемая мощность	85 Вт	85 Вт
Напряжение	230 В, 50-60 Гц	230 В, 50-60 Гц
Размер	260x180x220	260x180x220
Вес	3,4 кг	3,9 кг



Fazzini F-30

909 euro

Отсос F-30, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л. Предназначен для использования в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, педиатрии. Отсос может быть укомплектован педалью-выключателем.

Fazzini F-31

1157 euro

Отсос F-31, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л. Прибор с комбинированным питанием – от сети или от аккумуляторной батареи (имеется индикатор контроля разряда батареи). Это позволяет использовать отсос как в автомобилях Скорой Помощи так и в стационарных условиях в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, педиатрии.

Отсосы имеют встроенный клапан для защиты от перенаполнения, встроенный разъем для подключения ножной педали, ручную регулировку вакуума и антибактериальный фильтр.





Отсосы могут быть оснащены съемными, легко автоклавируемыми емкостями для секрета из полисульфона, объемом 1 или 2 литра, ножной педалью.

	F-30	F-31
Мощность	32 л/мин	32 л/мин
Максимальный вакуум	0,75 бар	0,75 бар
Время работы от батареи	-	45 мин
Потребляемая мощность	80 Вт	80 Вт
Напряжение	-	12 В
Размер	450x150x280	450x150x280
Вес	4 кг	4,5 кг



Fazzini F-20

587 euro

Отсос F-20, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л. Предназначен для использования в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, педиатрии.

Fazzini F-40

661 euro

Мощный отсос F-40, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л. Предназначен для использования в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, педиатрии.

Отсосы имеют встроенный клапан для защиты от перенаполнения, ручную регулировку вакуума и антибактериальный фильтр.

Отсосы могут быть оснащены съемными, легко автоклавируемыми емкостями для секрета из полисульфона, объемом 1 или 2 литра.

	F-20	F-40
Мощность	18 л/мин	36 л/мин
Максимальный вакуум	0,75 бар	0,75 бар
Потребляемая мощность	85 Вт	85 Вт
Напряжение	230 В, 50-60 Гц	230 В, 50-60 Гц
Размер	350x210x250	350x210x250
Вес	4 кг	4 кг



Fazzini F-60

1952 euro

Fazzini F-90

2403 euro

Fazzini F-100

2570 euro

Высокомощные отсосы, предназначенные для использования в хирургии, акушерстве, гинекологии, косметологии.

Удобны в эксплуатации - легко перемещаются с помощью встроенных антистатических колес, два из них имеют стопор.

Поставляются в комплектации с 2-мя автоклавируемыми полисульфовыми емкостями по 4 л и педалью-выключателем.

Отсосы имеют встроенный клапан для защиты от перенаполнения, встроенный разъем для подключения ножной педали, ручную регулировку вакуума и антибактериальный фильтр.

	F-60	F-90	F-100
Мощность	60 л/мин	90 л/мин	100 л/мин
Максимальный вакуум	0,75 бар	0,75 бар	0,9 бар
Потребляемая мощность	160 Вт	240 Вт	240 Вт
Напряжение	230 В, 50-60 Гц	230 В, 50-60 Гц	230 В, 50-60 Гц
Размер	420x460x480	420x460x480	420x460x480
Вес	13 кг	15 кг	17 кг

дополнительные принадлежности FAZZINI (Италия)

Емкость из полисульфона 1 л

26 euro

Емкость из полисульфона 2 л

45 euro

Емкость из полисульфона 4 л

172 euro

Педаля (для моделей F-30, F-31, F-60, F-90, F-100)

88 euro

Антибактериальный фильтр

9 euro

наконечники для отсосов FAZZINI (Италия)

Наконечники аспирационные хирургические изогнутые № 2, 3, 4, 5

43 euro





Наконечники аспирационные для производства мини-абортов и абортов:
№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

53 euro

Ручка-держатель наконечника

56 euro



Наконечники аспирационные кардиохирургические № 4

80 euro



Наконечники аспирационные хирургические прямые № 2, 3, 4, 5

34 euro



Наконечники аспирационные для липосакции, с 3-мя окнами в нижней части;
№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

49 euro



Наконечники аспирационные для липосакции, с 3-мя окнами, расположенными в разных
плоскостях; № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

49 euro



Наконечники аспирационные для липосакции, с 3-мя окнами, расположенными в ряд;
№ 5, 6, 7, 8, 9, 10

49 euro