



MELAG® Стерилизация – компактная и надежная

Цена EURO

Стандартный автоклав серии “MELAtronic”

Новое поколение автоклавов серии MELAtronic Тип 23. Электронный дисплей для мониторинга параметров стерилизации, возможность подключения принтера, программы предварительного нагрева и дополнительной сушки. Отвечает новому европейскому стандарту стерилизации EN 13060.

Две программы: стерилизация инструментов - 30мин., стерилизация текстильных изделий - 50 мин.

MELAtronic 23 Объем камеры 19 литров. В комплект поставки входят 5 лотков. 3 090

Автоклав серии “Euroklav”

Тип 23S Четыре программы: универсальная – 30 мин., быстрая – 11 мин., «мягкая» – 50 мин, дополнительная программа для инструментов повышенного риска. Полностью автоматический автоклав с объемом камеры 22 литра. Встроенный микропроцессор для управления и контроля процесса стерилизации. Автоматический контроль качества воды. Выход для подключения компьютера, принтера, модема. В комплект поставки входят 6 лотков. 3 625

Тип 23V-S Аналог 23-S, модификация с вакуумной сушкой. 4 375

Автоклав серии “Vacuklav”

Тип 24 В Полностью автоматический автоклав последнего поколения со встроенным парогенератором и высокопроизводительной вакуумной помпой. Объем камеры 22 литра. Дополнительная программа для инструментов повышенного риска. До начала стерилизации в автоклавах **Vacuklav® 24-B/30-B** создается ряд вакуумных импульсов, с подачей пара в промежутке между импульсами. Только так, можно удовлетворить самым высоким стандартам стерилизации паром. **Автоклав “класса В” !!!** 5 565

Тип 31В Объем камеры 18 литров, без необходимости подключения к линии подачи воды. 6 200

Тип 24В/Л Аналог 24В с длиной камеры **75 см !!!**. Для эндоскопического инструментария. 6 900

Тип 43В Полностью автоматический **автоклав класса В**. Без необходимости подключения к линии подачи воды Глубина камеры: 45 см, 22 литра. 7 программ. Самый быстрый в мире автоклав класса В. Инструменты без упаковки, можно вынимать из автоклава уже через 10 минут работы в ускоренной программе с фракционированным предварительным вакуумом, включая время сушки, а наконечники в упаковке - уже спустя 17 минут. **Модель 2011 года!** 8 000

!!!NEW!!!

Автоклав с ускоренным циклом MELAquick 12

Тип 12 Рекомендуется для быстрой стерилизации стоматологических инструментов. Время полного цикла 6 мин. Две программы: дезинфекция и стерилизация. В комплект поставки входит корзинка для инструментов. 3 940

Автоклав CLINIKLAV 25

	Четыре программы: универсальная – 30 мин., быстрая – 11 мин., «мягкая» – 50 мин, дополнительная программа для инструментов повышенного риска.	
Тип 25	Полностью автоматический автоклав с объемом камеры 68 литров. Автоклав Cliniklav@25 был создан специально, для удовлетворения потребностей в стерилизации большой клиники или стационара. Встроенный деминерализатор MELAdem 55, принтер. Специальный шкаф-подставка в комплекте.	27 850

Контейнеры для стерилизации

С фильтром из ткани (длина-ширина-высота, см.)

15K (18.0 x 12 x 4,5)	138€	17K (20 x 14 x 5)	156€	23M (42 x 16 x 6)	250€
15M (35 x 12 x 4.5)	180€	17M (41 x 14 x 5)	218€	23G (42 x 16 x 12)	276€
15G (35 x 12 x 8)	214€	17G (14 x 14 x 9)	228€	23R (18 x 14)	212€

Дистиллятор MELAdest 65

Тип 65	Объем накопителя – 4л. Производительность – 0,7 литр в час.	480
---------------	---	-----

Тестер качества воды MELAtest 60

	Устройства для проверки качества воды перед использованием в автоклаве, позволяет избежать использования некачественной воды и предотвратить поломку автоклава	145
--	--	-----

Деминерализатор MELAdem 40

400

Деминерализатор MELAdem 47

1 380

Принтер MELAprint 42

	Компактный принтер для вывода результатов стерилизации на печать, используется с автоклавами серии Euroklav, Vacuklav, Melatronic, Melaquick.	420
--	---	-----

Сухожаровые шкафы

	Принудительная вентиляция. Автоматический контроль температуры в диапазоне от 30 до 220°. Время полного цикла 2 часа. В комплект поставки входят 4 лотка.	
Тип 205	Объем камеры 14 л	980
Тип 75	Объем камеры 4 л	688

Аппарат для стерильной упаковки MELAseal

Тип 100 Comfort	Время герметизации - 4 сек. Встроенный нож позволяет отрезать пакет в процессе герметизации, что сокращает общее время упаковки. Ширина шва 10мм. Обеспечивает стерильное хранение на срок до 6 месяцев.	704
------------------------	--	-----

Упаковочная лента

502	Бобина MELAfol (5 см x 200 м)	50
752	Бобина MELAfol (7,5 см x 200 м)	60
1002	Бобина MELAfol (10 см x 200 м)	70
1502	Бобина MELAfol (15 см x 200 м)	100
2002	Бобина MELAfol (20 см x 200 м)	120
2502	Бобина MELAfol (25 см x 200 м)	150

Маркировочный пистолет MELAdoc

	Устройство для маркировки специальными стикерами пакетов с запечатанным инструментом (Дата стерилизации, срок использования, номер стерилизационного цикла, имя оператора проводившего стерилизацию) (750 стикеров в комплекте)	390
--	---	-----

	Стикеры MELAdoc (брулонов по 750 шт. каждый)	40
--	--	----