



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ДИАМЕД”

125422, г.Москва
ул.Тимирязевская, д. 1
тел. +7 (495) 637-90-09
e-mail: info@diamedcom.ru
http://www.diamedcom.ru

MELAG® MELAG Стерилизация – компактная и надежная

Цена EURO

Стандартный автоклав серии “MELAtronic”

Новое поколение автоклавов серии MELAtronic Тип 23. Электронный дисплей для мониторинга параметров стерилизации, возможность подключения принтера, программы предварительного нагрева и дополнительной сушки. Отвечает новому европейскому стандарту стерилизации EN 13060.

Две программы: стерилизация инструментов - 30мин., стерилизация текстильных изделий - 50 мин. Объем камеры 19 литров, без необходимости подключения к линии подачи воды.

Тип MELAtronic 23 Объем камеры 19 литров. В комплект поставки входят 5 лотков. 3 030

Автоклав серии “Euroklav”

Тип 23VS+ Четыре программы: универсальная – 30 мин., быстрая – 11 мин., «мягкая» – 50 мин, дополнительная программа для инструментов повышенного риска. Полностью автоматический автоклав с вакуумной сушкой объемом камеры 22 литра, без необходимости подключения к линии подачи воды. Встроенный микропроцессор для управления и контроля процесса стерилизации. Автоматический контроль качества воды. Выход для подключения компьютера, принтера, модема. В комплект поставки входят 5 лотков. 3 930

Автоклав серии “Vacuklav”

Тип 24 В+ Полностью автоматический автоклав последнего поколения со встроенным парогенератором и высокопроизводительной вакуумной помпой. Объем камеры 22 литра. Дополнительная программа для инструментов повышенного риска. До начала стерилизации в автоклавах **Vacuklav® 24-B+/30-B+** создается ряд вакуумных импульсов, с подачей пара в промежутке между импульсами. Только так, можно удовлетворить самым высоким стандартам стерилизации паром. **Автоклав “класса В”** 5 965

Тип 23В+ Объем камеры 22 литра, без необходимости подключения к линии подачи воды 6 400
Тип 31В+ Объем камеры 18 литров, без необходимости подключения к линии подачи воды. 6 200

Тип 24ВL+ Аналог 24В+ с длиной камеры **75 см.!** Для эндоскопического инструментария. 7 485

Тип 43В+ Полностью автоматический **автоклав класса В**. Без необходимости подключения к линии подачи воды Глубина камеры: 45 см, 22 литра. 7 программ. Самый быстрый в мире автоклав класса В. Инструменты без упаковки, можно вынимать из автоклава уже через 10 минут работы в ускоренной программе с фракционированным предварительным вакуумом, включая время сушки, а наконечники в упаковке - уже спустя 17 минут. 7 900

Автоклав с ускоренным циклом MELAquick 12+

Тип 12+ Рекомендуется для быстрой стерилизации стоматологических инструментов. 3 625
Время полного цикла 6 мин. Две программы: дезинфекция и стерилизация. В комплект поставки входит корзинка для инструментов.

Автоклав CLINIKLAV 25

Тип 25 Четыре программы: универсальная – 30 мин., быстрая – 11 мин., «мягкая» – 50 мин, дополнительная программа для инструментов повышенного риска. 26 900
Полностью автоматический автоклав с объемом камеры 68 литров. Автоклав **Cliniklav@25** был создан специально, для удовлетворения потребностей в стерилизации большой клиники или стационара. Встроенный деминерализатор MELAdem 55, принтер. Специальный шкаф-подставка в комплекте.

Моечно-термодезинфекционная машина MELAtherm

Полностью автоматическая очищающая и дезинфицирующая машина, которая включает в себя систему активной сушки. Пять программ, документирование процесса. Фиксирование всех данных цикла, прямое подключение к сети и передачу данных на ПК или принтер. 12 200

Контейнеры для стерилизации

С фильтром из ткани (длина-ширина-высота, см.)

15K (18.0 x 12 x 4,5)	180€	17K (20 x 14 x 5)	202€	23M (42 x 16 x 6)	363€
15M (35 x 12 x 4.5)	229€	17M (41 x 14 x 5)	277€	23G (42 x 16 x 12)	400€
15G (35 x 12 x 8)	271€	17G (14 x 14 x 9)	293€	23R (18 x 14)	275€
				17R (13 x 10.5)	216€

Дистиллятор MELAdest 65

Тип 65 Объем накопителя – 4л. Производительность – 0,7 литр в час. 350

Тестер качества воды MELAtest 60

Устройства для проверки качества воды перед использованием в автоклаве, позволяет избежать использования некачественной воды и предотвратить поломку автоклава 145

Деминерализатор MELAdem 40

400

Деминерализатор MELAdem 47

1 380

Принтер MELAprint 42

Компактный принтер для вывода результатов стерилизации на печать, используется с автоклавами серии Euroklav, Vacuklav, Melatronic, Melaquick. 420

Сухожаровые шкафы

Принудительная вентиляция. Автоматический контроль температуры в диапазоне от 30 до 220°. Время полного цикла 2 часа. В комплект поставки входят 4 лотка.

Тип 205 Объем камеры 14 л 980
Тип 75 Объем камеры 4 л 688

Аппарат для стерильной упаковки MELAseal

Тип 100+ Comfort Время герметизации - 4 сек. Встроенный нож позволяет отрезать пакет в процессе герметизации, что сокращает общее время упаковки. Ширина шва 10мм. 670
Обеспечивает стерильное хранение на срок до 6 месяцев.

Упаковочная лента

502	Бобина MELAfol (5 см x 200 м)	50
752	Бобина MELAfol (7,5 см x 200 м)	60
1002	Бобина MELAfol (10 см x 200 м)	70
1502	Бобина MELAfol (15 см x 200 м)	100
2002	Бобина MELAfol (20 см x 200 м)	120
2502	Бобина MELAfol (25 см x 200 м)	150

Маркировочный пистолет MELAdoc

390

Устройство для маркировки специальными стикерами пакетов с запечатанным инструментом (Дата стерилизации, срок использования, номер стерилизационного цикла, имя оператора проводившего стерилизацию) (750 стикеров в комплекте)

Стикеры MELAdoc (6рулонов по 750 шт. каждый)

40